

# e-motion® | twion®

## GUIDE DE CHOIX

Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour déterminer vos besoins avant de commander votre produit afin d'obtenir un maximum d'avantages en matière de mobilité. Cet aperçu des caractéristiques les plus importantes de l'e-motion et du twion vous aidera à choisir le produit le plus adapté.

	e-motion®	twion®
		
<b>Types de handicap</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Troubles neurologiques comme la sclérose en plaques, dystrophie musculaire</li> <li>- Tétraplégie</li> <li>- Insuffisance cardiaque</li> <li>- Dégénérescence de l'épaule</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paraplégie</li> </ul>
<b>Caractéristiques et domaines d'utilisation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peu de résistance</li> <li>- Se fatigue rapidement lors de l'effort physique</li> <li>- Force des bras inégale (déséquilibre)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bonne stabilité du haut du corps</li> <li>- Force dans les bras plutôt égale</li> </ul>
<b>Capacité   Charge de la batterie</b>	Max. 40 km <sup>1)</sup>	12 – 20 km <sup>2)</sup>
<b>Poids par roue (batterie incluse)</b>	10,5 kg	A partir de 6 kg <sup>3)</sup>
<b>Puissance du moteur</b>	Elevé (Couple de 30 Nm)	Medium (Couple de 20 Nm)
<b>Vitesse</b>	6 km/h	6 km/h (10 km/h en option) <sup>4)</sup>
<b>Compatibilité</b>	Compatible avec la plupart des fauteuils roulants manuels	Principalement compatible avec les fauteuils actifs ou les fauteuils légers destinés à un usage actif
<b>Poids max. utilisateur</b>	130 kg	120 kg
<b>Poids total max. autorisé</b>	180 kg	145 kg
<b>Aides Spécifiques d'utilisation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dispositif anti-recul</li> <li>- 2 niveaux d'assistance</li> <li>- Ajustement de l'assistance des roues Gauche/Droite indépendant selon la force des bras</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sport et mode eco</li> <li>- Mobility App pour smartphones</li> </ul>

1) La batterie peut être rechargée uniquement tous les 3 jours.

2) Selon vos activités, il est recommandé de recharger la batterie 2 fois par jour.

3) Le poids varie en fonction des options et des accessoires (pneus, jantes etc.).

4) Option disponible avec le Pack Mobility Plus pour les Smartphones Android, il est impératif de respecter le code de la route.